

药品安定性试验机 (KPTHS)  
Pharmaceutical Stability Test Chambers



# 药品安定性试验机 (KPTHs) Pharmaceutical Stability Test Chambers

## Advanced Technology 科技创新技术

药品安定性试验机(KPTHs)能提供稳定的温度、湿度环境,模拟各种气候条件,非常适用于按照ICH(Q1A)规定进行样品的稳定性实验及长期试验。并能够满足ICH(Q1A),FDA,GMP和GLP标准中规定的耐久性试验和稳定性实验的要求。

Pharmaceutical Stability Test Chambers (KPTHs) Can Provide A Stable Temperature And Humidity Environment, Simulating Various Climate Conditions, It Is Applied In Accordance With ICH (Q1A) Provides For Stability And Long-term Testing Of Samples. And To Meet ICH (Q1A), FDA, GMP And GLP Standards Of Durability And Stability Provided For In Requirement.

**e化简讯发报系统  
E-SMS Messaging System**

设备故障时,系统主动发出简讯通知到设定人员的手机(平板电脑)。  
The System Will Take Initiative Send A Notification Message To Set Staff Phones (Tablet PC) When The Chamber Failure.

>简讯提醒  
SMS Remind



### Laboratory class

长时间不结霜,温湿度重复性、再现性、稳定性高,确实执行有效实验。

The Dew Congealment Prevention, High Repeatability, Reproduction Ability And Stability Of Temperature & Humidity.



### 机台自动警报提示

长时间运行若超出 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、 $\pm 5\% \text{RH}$ ,机台讯息提醒,不停机。

The chamber SMS alert when The long time running out of  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、 $\pm 5\% \text{RH}$  without stopping.



### 即时讯息提示(故障提醒/告知)(选配)

立即掌控机台状态,藉手机(平板电脑)接收简讯。


Sending SMS Message Via Mobile Phone; Instantly Controlling The Machine Status.



### 3Q Report (选配)

提供设备安装操作的3Q报告(设备符合准则的验收标准说明)

Provides 3Q Report Of Chamber Installation And Operation (Chamber Is Consistent With The Standards Of The Acceptance).





www.kson-cn.com

## 昆山庆声电子科技有限公司

昆山 江苏省昆山市周市镇339省道518号

TEL: (0512)57764900

FAX: (0512)57764100

E-mail: kson@kson.cn

### 设备咨询与售后服务

新设备询价，快扫公众号二维码



### -营业项目-

恒温恒湿机（标准型/超低湿型/等温型/太阳能专用/光显示器专用）/KESS应力筛选试验机/冷热冲击机（三箱气体式/二箱移动式）/热应力复合机/自然对流试验机/恒温恒湿室/高压加速寿命试验机/复合型环境试验机/智慧型高阻计/超高阻计/精密温湿度计/切换式超高电阻箱/导通电阻量测系统/数位收集系统/高速离子迁移量测系统/表面绝缘电阻量测系统/e化管理系统/预烧室/实验室机台管理系统/